



Wir beraten Sie gerne im
Rayonex-eigenen Therapie-
und Beratungszentrum unter
02721-6006-30!



RAYONEX®
BIOMEDICAL • SINCE 1982

DUPLEX IV PROFESSIONAL

IHRE VORTEILE

- ✓ Individuelle Belastungen (z. B. von einer gesamten Familie, Schulklasse, Arbeitsteam, Tierherde) können mit nur einer Testung berücksichtigt werden.
- ✓ Erweiterung der Basis-Harmonisierung durch ermittelte Testwerte erhöht die Effektivität.
- ✓ Aktualisierung jederzeit möglich.

UNSER ANGEBOT:

Seitens des Rayonex-eigenen Therapie- und Beratungszentrums bieten wir Ihnen die kostenlose Ersttestung (Bereichswerttestung) und Programmierung Ihres Duplex IV professional an.

Mehr Informationen erhaltenen Sie unter der Rufnummer des Therapie- und Beratungszentrums: 02721 6006-30.



RAYONEX Biomedical GmbH
Sauerland-Pyramiden 1
57368 Lennestadt
Telefon: +49 2721 6006-0
info@rayonex.de
www.rayonex.de

APPLICATIONS OF HEALTH



Das hochwertigste, professionellste und individuellste
biofeldformende Gerät der Rayonex Biomedical GmbH
– Made in Germany –

© Art.-Nr.: 9727DE | Rev006 | Stand: 26. Februar 2024

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



Rabattcode:
546184

Bestellen Sie jetzt mit 5 % Neukundenrabatt

- ▶ Über den QR-Code
- ▶ Durch Eingabe des Rabattcodes an der Kasse im Shop unter www.rayonex.de
- ▶ Telefonisch unter 02721/6006-0


DER DUPLEX IV PROFESSIONAL

Jeder Mensch sammelt durch seine häusliche Umgebung sowie durch die Umgebung am Arbeitsplatz und an anderen Orten, an denen er sich lange aufhält, die unterschiedlichsten Belastungen. Diese können von geopathischen Belastungen, über Elektrosmogbelastungen, Belastungen durch Umweltgifte und Schadstoffe bis hin zu Schimmelpilzbelastungen reichen. Untersucht man Menschen in dem gleichen Wohnumfeld, kann man keinesfalls bei allen die gleichen Belastungen feststellen, denn der eine wird durch die häusliche Umgebung, der andere durch die berufliche und die Kinder möglicherweise durch die schulische Umgebung belastet.

Wie kann man diesen individuellen Belastungen begegnen? Indem man ein biofeldformendes Gerät den individuellen Belastungen anpasst! Und genau für diesen Zweck wurde der Duplex IV professional konzipiert. Über eine Speichelprobe von jedem in der Familie lebenden Menschen wird über insgesamt 189 baubiologisch zugeordnete Resonanzwerte getestet, welche Belastungen in dieser Gruppe von Menschen vorliegen. Mittels der Bioresonanzgeräte Rayocomp PS 1000 polar 4.0 oder eines

Rayocomp PS 10 werden die Resonanzwerte durch eine energetische Messung bestimmt und anschließend auf den Duplex IV mithilfe eines speziellen Programmierkabels übertragen. Im Ergebnis steht damit dann ein individualisiertes, biofeldformendes Gerät für die Familie zur Verfügung. Die nebenstehende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang.

In der Grafik erkennt man die Intensitäten verschiedener Frequenzgrundwerte, die in der Umgebung durch den Duplex IV professional harmonisiert werden sollen. Der Duplex IV (und natürlich auch der Duplex IV professional selber) weist auf allen wichtigen 200 Frequenzgrundwerten (in grau dargestellt) eine Intensität auf und sorgt so für eine Basisharmonisierung in der Umgebung des Duplex IV. Durch die Messung der 189 baubiologischen Frequenzgrundwerte werden diejenigen Resonanzwerte getestet, die durch die Menschen im Umfeld des Duplex aus baubiologischer Sicht wirklich benötigt werden. So werden nach der Messung z. B. 74 Resonanzwerte auf den Duplex IV professional (in der Grafik rot dargestellt) mittels des Programmierkabels durch den baubiologischen Messtechniker übertragen. Sollten besonders schwere Belastungen durch Elektrosmog oder impulsmodulierte Einstrahlungen vorliegen, können diese durch das Anschließen eines entsprechen-



den Rayonators an den Duplex IV professional (im Bild grün dargestellt) berücksichtigt werden.

Da sich die Belastungen der Familienmitglieder ändern können, oder auch Familienmitglieder hinzu kommen können, ist es möglich, eine neue Messung durchzuführen und die dann aktuellen Resonanzwerte auf den Duplex IV professional zu übertragen. Dadurch kann ein Duplex IV professional jederzeit an die aktuellen Belange angepasst werden und ist somit eine perfekte, zukunftsorientierte Investition in die Gesundheit der Familie.

Natürlich lässt sich der Duplex IV professional auch im Bereich der Veterinärmedizin optimal nutzen. Sowohl Hunde und Katzen können im Test berücksichtigt werden als auch Pferde oder Nutztiere, denen im Stall eine individualisierte Harmonisierung mit dem Duplex IV professional angeboten werden kann.

